

**S**chlaganfall-Patienten sind oft auf Grund einer Halbtagespflege in ihrem Genvermögen eingeschränkt. Treppensteigen wird zur Qual oder ist, wenn man auf einen Rollstuhl angewiesen ist, überhaupt nicht mehr möglich.

## Treppen ohne Gefahr überwinden

### Liifta sorgen für mehr Mobilität im Haus

Wer sich überlegt, durch einen aufwändigen Umbau Schlafzimmer oder Bad ins Erdgeschoss zu verlegen oder gar wegen der Treppen ins Pflegeheim umzusiedeln, sollte vorher die Eintauchmöglichkeit eines Treppenlifts prüfen lassen. Einige Hersteller ermöglichen es, zu befahren, bei manchen, ein mobiles Modell zur Entscheidungsfindung.

Ungeduldet ist ein Lift ein ganz normales Möbelstück. Etwas, das zu jedem gut aus-



Der Treppenlift wird zum Möbelstück

gestaweten Haushalt gehört, prognostizieren Axel Jauchek, einer der Geschäftsführer des Rollstuhlherstellers Liifta.

Treppenlifts sind Maßanfertigungen, kein Einbaulift gleich dem anderen. Ob sie, wie wir sie, schmal oder breit – für alle Treppentypen gibt es eine Lösung, so die Hersteller. Die Vermessung und Beratung sind kostenlos, der Einbau ist meist an einem halben Tag ohne Schmutz und Umbau des Treppenhauses

abgeschlossen. »Auch wenn sich unten vor der Treppe eine Tür oder ein Flur befindet, der nicht durch feste stehende Fahrstuhlführung gesperrt werden darf, ist das kein Problem«, so Hersteller Hiro aus Bielefeld. Der Treppenlift wird dann mit einer vollautomatischen Schwelke- oder Klappfahrbahn ausgestattet.

Grundsätzlich können Treppenlifts an der Außen- oder Innenseite der Treppe montiert werden. Durch die unter dem Sitz angebrachte Technik und die schmalen Schienen sowie die Möglichkeit, den Lift zusammenzuklappen, bleibt für Fußgänger viel Platz auf der Treppe. Besonders häufig werde der Sitzlift für kurvige Treppen mit einer Montage an der Innenseite der Treppe nachgefragt, informiert Hiro. Viele Häuser sind mit geschwungenen Treppen ausgestattet und in engen und damit Platz sparenden Kurven können so mehrere Etagen ohne Unterbrechung verbunden werden. Außerdem ist der Fahrweg kürzer und auf der Treppe selbst bleibt mehr Platz, da die steile Innenseite beim Treppensteigen meist ohnehin nicht genutzt wird. An der Haltestelle angekommen, dreht sich der höhenverstellbare Sitz von der Treppe weg, sodass man auf ebennem Boden aus- oder einsteigen kann.

Bei vielen Modellen ist die Ausstattung mit einem Sicherheitsgurt möglich. Besonderes Sicherheitsdetail der Liifta-Modelle ist der integrierte Gewichtssensor. Er garantiert, dass die Fahrt erst beginnt, wenn der Nutzer richtig sitzt. Eine Stopp-Automatik verhindert, dass der Lift mit einem Hindernis auf den Schienen kollidiert. Die moderne Optik lässt die Mobilitätshilfen wie ein auf den Einrichtungsstil abgestimmtes Einbaumöbel erscheinen.

Liifta Modelle sind mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet. So ist die Ausstattung mit einem Sicherheitsgurt möglich. Besonderes Sicherheitsdetail der Liifta-Modelle ist der integrierte Gewichtssensor. Er garantiert, dass die Fahrt erst beginnt, wenn der Nutzer richtig sitzt. Eine Stopp-Automatik verhindert, dass der Lift mit einem Hindernis auf den Schienen kollidiert. Die moderne Optik lässt die Mobilitätshilfen wie ein auf den Einrichtungsstil abgestimmtes Einbaumöbel erscheinen.

### Plattformlift für Rollstuhlfahrer

Sitzlifte eignen sich für Personen, deren Bewegungsfähigkeit nicht vollständig einge-

schränkt ist. Für Rollstuhlfahrer ebenso wie für den Transport von Lasten sind Plattformlifte die richtige Wahl. Garaventa aus Augsburg entwickelte beispielsweise ein Modell, das fast geräuschlos bis zu sieben Haltestellen, über mehrere Stockwerke verteilt, anfährt. Die Fahrschiene kann für Fußgänger als Handlauf im Treppenhaus benutzt werden. Thyssen Krupp Treppenlifte konzipierte einen Lift, der mit einer Treppenbreite von nur einem Meter auskommt. Eine variable Alternative zum Plattformlift bietet Hiro: Durch die weit auseinanderliegenden Führungsrohre kann bei diesem Sitzlift der Sitz durch eine Stiehl- oder Rollstuhlplattform ersetzt werden, wenn gesundheitliche Veränderungen dies notwendig machen.

Die Kosten für Treppenlifte können bezuschusst werden, wenn eine Einstufung in der Pflegeversicherung vorliegt. Ist der Nutzer aufgrund eines Arbeits- oder Verkehrsunfalls gehbehindert, sind Berufsgenossenschaften und Haftpflichtversicherungen die richtigen Ansprechpartner. Und was ist, wenn der Lift aus technischen Gründen einmal nicht funktioniert? Viele Hersteller halten rund um die Uhr einen Kundendienst bereit. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf, welchen Service die jeweilige Firma anbietet.

### Informationen

- [www.liifta.de](http://www.liifta.de)
- [www.hiro.de](http://www.hiro.de)
- [www.tk-treppenlifte.de](http://www.tk-treppenlifte.de)
- [www.perfektalifte.de](http://www.perfektalifte.de)
- [www.garaventalifte.de](http://www.garaventalifte.de)
- [www.stebo-treppenlifte.de](http://www.stebo-treppenlifte.de)
- [www.sana-treppenlifte.de](http://www.sana-treppenlifte.de)

## Lassen Sie den SpeakOut sprechen.

Gute Gründe, sich für den neuen schriftorientierten Kommunikator SpeakOut zu entscheiden:

- :: Neue, verbesserte männliche oder weibliche Sprachausgabe
- :: Großes Display
- :: Raffinierte Wortvorhersage
- :: Einfaches Auffinden der gespeicherten Sätze

Finden Sie die Hilfe in Ihrer Nähe unter [www.speak-out.info](http://www.speak-out.info)

